

# Update 6.2.0 qubeSERIE

## Release Notes Version 6.2.0

### Allgemein

- Stabilitäts- und Performance-Optimierungen
  - **qubeBOX** Update auf Version **1.2.3**
  - Verbesserte Anzeige der Verbindungsqualität
  - Optimierungen in der Beatmungs-Simulation
- 

### Neue Oberfläche


- **qube3000** - simuliert den Oxylog 3000 plus von Dräger

## qube3000




## qubeCONTROL

- Realitätsnahe Simulation dank dedizierter Elektroden- und Sensor-Auswahl




- Vollständig modernisiertes CPR Dashboard mit verbesserter Analyse- und Feedbackfunktion



- Aktualisiertes Logbuch
- Neues Benachrichtigungssystem zur Bereitstellung relevanter Status- und Systemhinweise

- Verbindungsanzeige (WLAN oder Peer-to-Peer): Die Verbindungsanzeige zeigt an, ob die Geräte über WLAN oder per Peer-to-Peer direkt miteinander verbunden sind und ob die Verbindung aktiv und stabil besteht.



---

## qubeC3 & qubeC3T

- Erweiterte Möglichkeiten im Layout-Editor

---

## qubeAED

- Metronom-Unterstützung während der HLW-Phase

---

## Wichtiger Hinweis

Bitte achten Sie beim Wechsel auf Version 6.2.0 darauf, das Update auf allen genutzten iPads durchzuführen.

**Kontakt**  
support@skillqube.com  
+49 6222 – 386265  
skillqube.com/support